



NAF GUARANTEE OF QUALITY



Referentie nr.: Zie Pot
Kennnummer der Partie: Siehe Gefäß
Numéro de lot: Voir pot

e 900g



For more information about NAF Products or individual advice about your horse's needs, please visit www.naf-equine.eu or call us on +353 1 485 4559.
Additional Advanced Formulas (Ireland) Ltd.
Address: 3 Colson House, Dundrum Business Park, Dublin 14, Ireland.
Dublin, D14 XG99, Ireland.
Manufactured in GB.



Natural

Moisturising cream to maintain the natural moisture balance of the hoof.



PRO FEET

NAF
★★★★★
SUPPORT
CLEAN SPORT

New & Improved

HOOF Moist

Stamp out bad feet

WACHTTUD VOLGENS FEI 0 UREN*

NL Deze op water gebaseerde crème met Eucalyptusoli is ontwikkeld om de hoof te hydrateren, de natuurlijke vochtbalans te behouden, het ademend vermogen te stimuleren terwijl de hoofwand niet wordt afgesloten.

Gebruiksaanwijzing: Dagelijks of indien gewenst meerdere malen per dag op de hoeven aanbrengen met een kwast of doek. NAF raadt aan om het product eerst 24 uur te testen op een klein stukje wanneer u het voor het eerst toepast. Op een droge plek bevesten. Goed afsluiten na gebruik. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Uitsluitend voor gebruik bij dieren.

KARENZET FEI 0 STUNDEN* RI 0 STUNDEN

DE Eine auf Wasser basierende Creme mit Eukalyptusöl, entwickelt um den Huf mit Feuchtigkeit zu versorgen ohne dabei die Hufwand zu versiegeln. Dadurch ist eine natürliche Entwicklung des Hufes gewährleistet.

Anwendung: Mit einem weichen Hufpinsel täglich auf den Huf auftragen. NAF empfiehlt das Produkt 24 Stunden vor der ersten Anwendung auf einer kleinen Stelle am Huf zu testen. Trocken lagern. Nach Gebrauch gut verschließen. Nur zur äußerlichen Anwendung. Verwendung nur bei Tieren.

DÉLAI D'ARRÊT D'UTILISATION
AVANT COMPÉTITION FEI 0 HEURE*

FR Crème aqueuse, contenant de l'huile d'eucalyptus, conçue pour hydrater le sabot sans créer de barrière sur la paroi extérieure, permettant ainsi de laisser respirer et maintenir l'équilibre hydrique naturel du sabot.

Mode d'emploi: Appliquer quotidiennement sur le sabot, ou plus fréquemment si nécessaire, avec un pinceau ou un chiffon. NAF recommande un test épicutane 24 heures avant la première utilisation. Conserver dans un endroit sec. Réitémer l'emballage après usage. Pour usage externe uniquement. Pour utilisation animale uniquement.